

Suivi de l'efficacité du CACIPLIQ20 pour le traitement des plaies chroniques

Cher(e) Collègue,

Vous avez contacté le dispositif Cicat-Occitanie afin de vous accompagner dans la prise en charge d'un patient. Lors d'une téléconsultation, un médecin expert des plaies complexes a identifié que votre patient pourrait bénéficier d'un traitement au CACIPLIQ20.

Il vous a alors proposé de prendre part à une étude visant à évaluer l'efficacité de ce traitement en vie réelle.

Pour vous aider à traiter et suivre cette plaie, vous venez de recevoir un kit comprenant :

- 2 flacons de CACIPLIQ20 en spray
- Des réglottes jetables à poser à côté de la plaie quand vous la prenez en photo
- La note d'information à remettre au patient
- Cette lettre de présentation, avec la notice d'utilisation du CACIPLIQ20 au verso

Vous pouvez remettre la note d'information à votre patient dès la prochaine visite.

Merci de contacter l'infirmière coordinatrice pour planifier la première visite d'application du CACIPLIQ20.

M. Serge YNESTA
Infirmier
Tel : 04 67 40 77 69

Cordialement,

Luc TEOT
Directeur médical Cicat-Occitanie
Investigateur principal de l'étude



Notice d'utilisation au verso.

Notice d'utilisation du CACIPLIQ20

Appliquer deux fois par semaine (**tous les 3 à 4 jours**), comme indiqué dans le plan de soin. Une utilisation plus fréquente peut réduire l'effet thérapeutique.

Des précautions normales d'hygiène doivent être respectées lors du traitement d'une plaie avec CACIPLIQ20.

1) Débrider la plaie avant application :

Préparer la plaie pour s'assurer qu'elle ne contienne pas d'exsudat, de caillot de fibrine et de tissu nécrotique. Rincer avec du sérum physiologique. En cas de débridement chirurgical, respecter les bonnes pratiques cliniques pour éviter toute contamination.

2) Pulvériser CACIPLIQ20 de manière à recouvrir toute la surface de la plaie (y compris les bords) avec le produit. Pulvériser en tenant le spray à 5-10 cm de la plaie.

3) Laisser le produit pénétrer pendant quelques minutes avant de poursuivre le soin.

Pour éviter toute contamination, ne pas toucher la plaie avec le flacon. Ne pas utiliser le spray sur un autre patient.

En cas de doute, ou pour toute question relative à l'étude :

M. Serge YNESTA
Infirmier
Tel : 04 67 40 77 69